

Universal-Extraktor für Marknägel Intramedullary Nail Extractor

-schnelle und sichere Extraktion aller gängigen Marknägel mit nur einem Set
Fast and safety extraction of all Intramedullary Nails only with one Set

-Problemloses Ansetzen und Verspannen
Easy positioning and tightening



-Deutliche Verkürzung der OP - Zeit
Significant reduction of intraoperative extraction time

-Saubere, übersichtliche Aufbewahrung
Functional and convenient storage in a specially designed and fully autoclavable container system

54-09-55-0000

Universal - Marknagel - Entfernungset:

Universal - Intramedullary Nail - Removal Set:



Universal-Extraktor für Marknägel Intramedullary Nail Extractor

Inhalt

1 Stück	Siebeinsatz mit Halter <i>STERILISATION TRAY</i>	54-09-55-0000-30
1 Stück	Ausschläger <i>EXTRAKTOR</i>	30-09-55-1800
2 Stück	Spreizereinsatz Gr. 1 von 6-9mm <i>ADAPTER FOR NAIL EXTRACTOR GR1 von 6-9mm</i>	30-09-55-1800-11
2 Stück	Spreizereinsatz Gr. 2 von 9-12mm <i>ADAPTER FOR NAIL EXTRACTOR GR 2 von 9-12mm</i>	30-09-55-1800-12
2 Stück	Spreizereinsatz Gr. 3 von 12-15mm <i>ADAPTER FOR NAIL EXTRACTOR GR 3 von 12-15mm</i>	30-09-55-1800-13
1 Stück	Gabelschlüssel <i>WRENCH</i>	30-06-10-1806
1 Stück	Klinge SW 2,5 <i>DRIVER HEXAGONAL SW 2,5</i>	30-06-25-1803
1 Stück	Klinge SW 3,0 <i>DRIVER HEXAGONAL SW 3,0</i>	30-06-30-1803
1 Stück	Klinge SW 3,5 <i>DRIVER HEXAGONAL SW 3,5</i>	30-06-35-1803
1 Stück	Klinge SW 4,0 <i>DRIVER HEXAGONAL SW 4,0</i>	30-06-40-1803
1 Stück	Klinge SW 4,5 <i>DRIVER HEXAGONAL SW 4,5</i>	30-06-45-1803
1 Stück	Klinge SW 5,0 <i>DRIVER HEXAGONAL SW 5,0</i>	30-06-50-1803
1 Stück	Schraubendreher mit Führungsbolzen <i>SCREW DRIVER WITH GUIDE PIN</i>	30-06-01-1803
1 Stück	Steckschlüssel <i>SOCKET WRENCH</i>	30-06-02-1803
1 Stück	Extraktionsschraubendreher <i>CONICAL EXTRACTION SCREW</i>	30-06-03-1803
1 Stück	Durchschlag <i>HEMOSAT</i>	30-05-15-1800
1 Stück	T-Griff mit Adapter <i>QUICK COUPLING T-HANDLE</i>	30-06-10-1805
1 Stück	Griff mit Adapter <i>QUICK COUPLING HANDLE</i>	30-06-18-1800
1 Stück	Kardanverlängerung <i>UNIVERSAL QUICK COUPLING CARDAN JOINT</i>	30-06-17-1808
1 Stück	Hammer <i>MALLET</i>	30-01-19-1801

Universal-Extraktor für Marknägel Intramedullary Nail Extractor



30-06-10-1805
T-Griff mit Adapter
Quick Couplin T-Handle



30-06-18-1800
Griff mit Adapter
Quick Couplin Handle



30-01-19-1801
Hammer
Mallet Modell Schilling



30-06-17-1808
Kardanverlängerung
Universal Quick Coupling



30-06-10-1806
Gabelschlüssel
Wrench

Universal-Extraktor für Marknägel Intramedullary Nail Extractor



30-06-25-1803

Klinge SW 2,5

Driver Hexogonal SW 2,5

30-06-40-1803

Klinge SW 4,0

Driver Hexogonal SW 4,0

30-06-30-1803

Klinge SW 3,0

Driver Hexogonal SW 3,0

30-06-45-1803

Klinge SW 4,5

Driver Hexogonal SW 4,5

30-06-35-1803

Klinge SW 3,5

Driver Hexogonal SW 3,5

30-06-50-1803

Klinge SW 5,0

Driver Hexogonal SW 5,0



30-06-03-1803

Schraubendreher mit Bolzen

Screwdriver with Pin



30-05-15-1800

Durchschlag


Punch



30-09-55-1800-11

Spreizereinsatz Gr. 1 von 6-9mm

Adapter for nail Extractor Gr 1



30-09-55-1800-12

Spreizereinsatz Gr. 2 von 9-12mm

Adapter for nail Extractor Gr 2



30-09-55-1800-13

Spreizereinsatz Gr. 3 von 12-15mm

Adapter for nail Extractor Gr 3

Universal-Extraktor für Marknägel Intramedullary Nail Extractor



30-06-02-1803
Steckschlüssel
Socket Wrench



30-06-03-1803
Extraktionsschraubendreher
Conical Extraction Screw



30-09-55-1800-31
Spannstab
Tension Rod



30-09-55-1800-32
Spannstück
Tension Device



30-09-55-1800-30
Hammer
Extractor



30-09-55-1800
Ausschläger
Intramedullary Nail
Extraction Hammer

Universal-Extraktor für Marknägel Intramedullary Nail Extractor



30-01-19-1801-04
Kunststoffbacken
Spare Nylon Discs



30-01-19-1801-03
Metallbacken
Spare Steel Discs